



# Usages de la poursuite oculaire



Cette liste est fournie à titre indicatif. Elle n'a pas vocation à être exhaustive.  
Il est conseillé de prévoir un essai en situation écologique avant préconisation / achat

# Éléments à considérer pour la mise en place d'une poursuite oculaire ?



Scan me



Cette liste est fournie à titre indicatif. Elle n'a pas vocation à être exhaustive.

Il est conseillé de prévoir un essai en situation écologique avant préconisation / achat

# État de l'art des commandes oculaires disponibles en France en septembre 2026

Tech  
Lab

## Tout-en-un



## Hybride



Jabbla

MD CE

**Tellus i6**

OS : Windows  
CAA : MindExpress



MindExpress

JIB

**JIB eye Premium**

OS : Windows  
CAA : multi-logiciels  
(selon config)



MD CE

Smartbox

MD CE

**EVO**

OS : Windows  
CAA : Grid 3



Grid 3

Tobii Dynavox

MD CE

**TD iSérie**

OS : Windows  
CAA : TD Snap, TD Talk  
Communicator 5



MD CE

Smartbox

MD CE

**Lumin i**

OS : Windows  
CAA : Grid 3



Grid 3

Tobii Dynavox

MD CE

**TD Pilot 2**

OS : iOS  
CAA : TD Snap / TD Talk



MD CE

Smartbox

MD CE

**VIDA**

OS : Windows  
CAA : Grid 3



Grid 3

PRC Saltillo

MD CE

**Genesis**

OS : Windows  
CAA : Unity (Minspeak)



MD CE

Cimis

**Eye Pro Kit**

OS : Windows  
CAA : multi-logiciels  
(selon config)



MD CE

JIB

**JIB eye Classique**

OS : Windows  
CAA : multi-logiciels  
(selon config)



MD CE

Smartbox

**EyeTuitive Essentials**

OS : Windows  
CAA : Grid 3



Grid 3

Tobii Dynavox

**Eye mobile 5**

OS : Windows  
CAA : TD Snap, TD Talk  
Communicator 5



MD CE

Irisbond

**OSKOL 2**

OS : Windows  
CAA : multi-logiciels  
(selon config)



MD CE

## Autonome



## Sans matériel



Tobii Dynavox

MD CE

**PC Eye**

OS : Windows  
CAA : Aucune (pilotage OS)



MD CE

Irisbond

MD CE

**Hiru**

OS : Windows / iOS  
CAA : Aucune (pilotage OS)



MD CE

Tobii

**Tobii Eye Tracker 5**

OS : Windows  
CAA : Aucune - usage = jeux vidéo



MD CE

Apple

**Suivi du regard iOS 18**

OS : iOS / iPadOS  
CAA : Aucune  
(navigation OS native)



Google

**Look to Speak**

OS : Android  
CAA : Communication basique



Retrouver le dossier  
complet,



## Légende

MD CE

Dispositif médical : appareil de compensation répondant aux critères de conformité liés aux directives européennes. Ils sont également équipés d'un marquage CE. L'ANSM est en charge de la surveillance du marché.



Le contrat de licence (EULA) du Tobii Eye Tracker 5 interdit explicitement tout usage médical du dispositif et exclut la responsabilité de Tobii en cas d'usage contraire. Voir [gaming.tobii.com/tobii-eye-tracking-end-user-license-use-agreement](https://gaming.tobii.com/tobii-eye-tracking-end-user-license-use-agreement)